

# AQUAJET®

**350**  
gram

Wygodny transport  
i przechowywanie



Akumulator można naładować  
za pomocą dowolnego adaptera USB



Akumulator o dużej pojemności  
wyposażony we wskaźniki trybu pracy



Dwa rodzaje końcówek  
w zestawie

**65**  
dB

Cichy tryb pracy

**160**  
ml

Wygodny zbiornik o pojemności  
160 ml w zestawie


**1500**  
imp./min

Pulsujący strumień wody czyści zęby  
i masuje dziąsła

**1.2**  
tryby

Wygodna i bezpieczna regulacja  
ciśnienia wody

GDZIE MOŻESZ KUPIĆ IRYGATOR:



[WWW.AQUAJET.PL](http://WWW.AQUAJET.PL)



**Dystrybutor w Unii Europejskiej:**

Little Doctor Europe Sp. z o. o.,  
57G Zawita Street, 30-390 Kraków, Poland  
Phone: +48 12 2684746, 12 2684747,  
Fax: +48 12 268 47 53  
E-mail: [biuro@littledoctor.pl](mailto:biuro@littledoctor.pl)

© Registered Trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.  
© Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2018.

# AQUAJET®

## LD-A3 PRZENOŚNY IRYGATOR JAMY USTNEJ



### DAF®


Irygator z systemem Double  
Aqua Flow (DAF®) pozwala  
na użycie dowolnego  
dostępnego pojemnika lub  
pojemnika dołączonego do  
irygatora.



ŚWIEŻOŚĆ I HIGIENA JAMY USTNEJ GDZIEKOLWIEK JESTEŚ!



# AQUAJET®



ŚWIEŻOŚĆ I HIGIENA JAMY USTNEJ GDZIEKOLWIEK JESTEŚ !



## PRZENOŚNY IRYGATOR JAMY USTNEJ LD-A3

Irygator Jamy Ustnej AQUAJET LD-A3 posiadając małe wymiary zapewnia wygodę i komfort użytkowania w podróży. Pomimo kompaktowych rozmiarów Przenośny Irygator Jamy Ustnej LD-A3 nie ustępuje modelom stacjonarnym.



### DAF® system (Double Aqua Flow)

Unikalny System DAF® pozwala na korzystanie z dołączonego standardowego zbiornika lub innego dowolnego pojemnika na wodę. Jeżeli pojemność standardowego zbiornika nie jest wystarczająca, umieść przewód urządzenia w innym pojemniku np.: kubku lub szklance.



### WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

Zestaw zawiera wszystko czego potrzebujesz do korzystania z irygatora gdziekolwiek jesteś: zasilacz, kabel USB, 2 końcówki oraz przewód do dodatkowego pojemnika.



### WYGODNE PRZECHOWYWANIE

Aksesoria są łatwe do przechowywania w dołączonym zbiorniku.



### ŁADOWANIE USB

Akumulator można ładować z dowolnego źródła zasilania ze złączem USB.



### PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA

Pojemnik jest łatwy do napełnienia w każdych warunkach.

